



PRO-BS

Searching and Delivering
Innovation

QuickClean

Hemostático em pó absorvível

O Hemostático em pó **Quickclean** é um produto médico composto por microcápsulas microporosas esféricas ou elipsoidais com microestrutura reticular espacial e aplicador. Possui boa biocompatibilidade e diâmetro de 30,8 μm -97 μm , produzido com fécula de batata como matéria-prima usando a tecnologia de emulsificação e reticulação. É asséptico e apirogênico e não contém componentes de origem animal ou humana.



QuickClean

Como age o QuickClean ?

Destina-se a ser utilizado como hemostático absorvível para controlar o sangramento durante procedimentos cirúrgicos abertos, procedimentos cirúrgicos endoscópicos/laparoscópicos ou após lesões traumáticas. É um dispositivo hemostático auxiliar.

Apresenta hemostasia rápida e eficaz; rápida velocidade de absorção (absorvível em 14 dias); rápida disponibilidade, pois não é necessário reconstituir, misturar, nem colocar de molho.

Como age o QuickClean ?

140 mm; 380 mm

As partículas hemostáticas absorvíveis do QuickClean podem parar o sangramento com sucesso em 3 minutos e são enzimaticamente degradadas pela amilase e totalmente absorvidas em 14 dias.

Uma vasta gama de aplicações:

- Cirurgia Cardiorádica e cardiovascular
- Cirurgia Vascular
- Cirurgia ginecológica
- Cirurgia de urologia
- Cirurgia ortopédica
- Cirurgia Geral
- Cirurgia plástica
- Cirurgia de Otorrinolaringologia
- Neurocirurgia
- Cirurgia cardíaca
- Cirurgia de coluna vertebral
- Cirurgia endoscópica e laparoscópica



Vantagens:

1. A força do coágulo de sangue é 2-3 vezes superior à do coágulo de sangue fisiológico.
2. Hemostasia dupla, entupimento mecânico, mecanismo de coagulação endógena acelerado.
3. Segurança – não contém nenhum componente animal ou humano, a utilização de material de origem vegetal purificado é fundamental para minimizar os riscos de infecção e complicações relacionadas com o sangramento durante a cirurgia. O hemostático à base de plantas é atualmente o agente hemostático mais seguro.
4. Eficácia – mecanismo de dupla ação: A natureza ultra-hidrofilica melhora e acelera a cascata de coagulação, associada à formação de uma matriz gelificada, que forma uma barreira mecânica ao sangramento.
5. Facilidade de uso – sem requisitos de preparação ou de armazenamento especiais.

Característica

O Hemostático é considerado um produto médico invasivo, de curto prazo de uso (até 30 dias) e que possui contato com o corpo humano ou superfície do corpo ferida. É indicado para ser utilizado em um único paciente e é totalmente absorvido em até 14 dias. Produto estéril por óxido de etileno.

Nº Referência	Especificações	Embalagem
QC-1.0	1g	1 pcs / cx
QC-2.0	2g	
QC-3.0	3g	
QC-5.0	5g	

