

# GraftGun

*Sistema de entrega de enxerto universal*

*O sistema de injeção GRAFTGUN® foi desenvolvido para propiciar uma rápida e precisa inserção de enxerto ósseo no sítio cirúrgico sem os problemas de um funil tradicional.*

**RÁPIDO  
PRECISO  
VERSÁTIL  
UNIVERSAL**



**PRO-BS**

Searching and Delivering  
Innovation

Nosso sistema de injeção de enxerto foi desenvolvido para propiciar uma rápida e precisa inserção de enxerto ósseo no sítio cirúrgico sem os problemas de um funil tradicional.

# GraftGun

Seu método de liberação controlada patenteado foi desenhado para seguramente dispensar enxerto ósseo, com pressão suficiente para facilmente preencher qualquer espaço ósseo. O sistema de injeção GraftGun® inclui dispositivos tecnológicos de recarga da SurGenTec que confere ao cirurgião a liberdade de escolha que melhor satisfaça suas necessidades.

## PRECISO

- Dispensa 0.25cc por apertado do gatilho;
- Tubos flexíveis de 5cc ou 7.5cc para inserção em áreas difíceis de alcançar;
- Anel Radiopaco localizado na ponta do tubo permite a visualização do ponto de colocação do enxerto.

## VERSÁTIL

- Kit estéril contém todos os itens necessários para recarga de material;
- Pode-se optar pelo preenchimento dos tubos para maior conveniência;
- Uma vasta gama de enxertos e misturas podem ser facilmente preparadas e recarregadas na mesa de apoio, inclusive medula pura ou misturada;
- Acomoda tubos de diferentes capacidades.

## APLICAÇÕES

- Os tubos de entrega podem facilmente acessar o espaço do disco, para abordagens percutâneas em cirurgias de coluna tradicionais e em outras cirurgias ortopédicas;
- Pontas especiais podem ser acomodadas para necessidades anatômicas únicas;
- Pode ser usado para qualquer cirurgia ortopédica incluindo a de pé e tornozelo e preenchimento de cages.


## ÁGIL

- O tubo pode ser preenchido na mesa de apoio e entregue ao cirurgião pronto para uso;
- A facilidade de manuseio, tanto quanto o controle de volume de material, aumentam a velocidade do procedimento em si.

O kit inclui um dispositivo de recarga e funil para permitir o uso de qualquer enxerto ósseo de preferência.

Código  
GG-U-1000

Reg. ANVISA  
81236270004



Alameda Terracota, 185 cj. 1216  
São Caetano do Sul – SP  
+55 11 4118-2846  
sac@pro-bs.med.br  
cotacao@pro-bs.med.br

www.pro-bs.med.br



**PRO-BS**

Searching and Delivering  
Innovation