



PRO-BS

Searching and Delivering
Innovation

Fechamento de Crânio

EVOLVE

O Sistema de Placas Especiais e Parafusos é um dispositivo médico implantável para síntese óssea, que atua como elemento de suporte para o posicionamento e a fixação de fragmentos, e é indicado para cirurgias reconstrutivas, para fixação de fraturas crânio-facial.





**CHAVE DE MÃO ALM
BUGATTI CÓD: 101.1**



**TESOURA PARA CORTE DE PLACA
CÓD: 109.1**



**PINÇA CURVA
CÓD: 104.2**



**PONTA DE CHAVE 1.6 LONGA
CÓD: MD001-L**




**BROCA DE PERFURAÇÃO MD
1,3 X 50MM/04MM STOP
CÓD: MD-STOP04**






Sistema universal de fechamento de crânio de baixo perfil, com 0.55mm de espessura e parafusos auto perfurante sistema 1.6





PARAFUSO 1.6-AD 3.5
PARAFUSO 1.6-AD 4.0



PARAFUSO 1.9-AD 4.0



CÓD: 16-QD-106

PLACA 1.6 RETANGULAR
06 FUROS LONGA 0.6MM



CÓD: 16-SQ-004

PLACA 1.6 QUADRADA
04 FUROS CURTA 0.6MM



CÓD: 16-SQ-104

PLACA 1.6 QUADRADA
04 FUROS LONGA 0.6MM



CÓD: 16-TP-103

PLACA 1.6 TRIANGULAR
03 FUROS 0.6MM



CÓD: 16-IP-004

PLACA 1.6 I
04 0.6MM



CÓD: 16-ST-002

PLACA 1.6 LINEAR
02 FUROS CURTA 0.6MM



CÓD: 16-ST-102

PLACA 1.6 LINEAR
02 FUROS LONGA 0.6MM



CÓD: 16-ST-004

PLACA 1.6 LINEAR
04 FUROS CURTA 0.6MM



CÓD: 16-ST-104

PLACA 1.6 LINEAR
04 FUROS LONGA 0.6MM



CÓD: 16-ST-006

PLACA 1.6 LINEAR
06 FUROS CURTA 0.6MM



CÓD: 16-ST-106

PLACA 1.6 LINEAR
06 FUROS CURTA 0.6MM

CÓD: 16-ST-012

PLACA 1.6 LINEAR
12 FUROS CURTA 0.6MM

CÓD: 16-ST-018

PLACA 1.6 LINEAR
18 FUROS CURTA 0.6MM



CÓD: 16-DY-006

PLACA 1.6 DUPLO Y
06 FUROS CURTA 0.6MM



CÓD: 16-DY-106

PLACA 1.6 DUPLO Y
06 FUROS LONGA 0.6MM



CÓD: 16-YP-005

PLACA 2.0
05 FUROS 0.8MM



CÓD: 16-HP-006

PLACA 2.0
06 FUROS 0.8MM