



PRO-BS

Searching and Delivering
Innovation

Ácido Hialurônico Singjoint®

**Tecnologia e conforto
para suas articulações!**



Ácido Hialurônico Singjoint®

Solução Para Preenchimento Intra-Articular

O Ácido Hialurônico Singjoint® é um gel intra-articular de alta tecnologia que alivia e suporta as articulações. Feito com hialuronato de sódio de origem não animal, garante viscoelasticidade, lubricidade e biocompatibilidade, sendo ideal para articulações com fluido sinovial reduzido.

Seguro, estéril e livre de agentes alergênicos ou tóxicos, Singjoint® é a escolha ideal para melhorar a função articular e a qualidade de vida.

Composição

O produto é um tipo único de mucopolissacarídeo macromolecular linear, composto unidades dissacarídicas repetidas de ácido glucurônico e N-acetil glucosamina. A sua fórmula química é $(C_{14}H_{21}NO_{11})_n$.

Peso molecular 1000-1600KDa

Modelo Comercial	Volume	Apresentações
------------------	--------	---------------

QC-10-2.0	2 ml	10 mg/ml
-----------	------	----------

QC-12-2.5	2.5 ml	12 mg/ml
-----------	--------	----------

QC-12-2.5	2.5 ml	12 mg/ml
-----------	--------	----------

QC-12-2.5	2.5 ml	12 mg/ml
-----------	--------	----------

QC-12-2.5	2.5 ml	12 mg/ml
-----------	--------	----------

QC-12-2.5	2.5 ml	12 mg/ml
-----------	--------	----------



Número Anvisa 81634410008